

TERMOMETRY SZKLANE LABORATORYJNE IT-TL

Termometry laboratoryjne rurkowe przeznaczone do dokładnych pomiarów temperatury. Mają zastosowanie w laboratoriach naukowych i przemysłowych.

Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu termometrów laboratoryjnych zapewnia niezmienną właściwość metrologiczną. Termometry wzorcowane są przy całkowitym zanurzeniu.

PARAMETRY

Lp.	Zakres pomiarowy (°C)	Działka elementarna	Ciecz termometryczna	Długość całkowita (mm)
1	-50 ÷ 50	1	t	280
2	-50 ÷ 50	0,5	t	300
3	-20 ÷ 50	1	r	250
4	-20 ÷ 50	0,5	r	300
5	-20 ÷ 50	0,2	r	380
6	-20 ÷ 50	0,1	r	420
7	0 ÷ 50	1	r	250
8	0 ÷ 50	0,5	r	280
9	0 ÷ 50	0,2	r	350
10	0 ÷ 50	0,1	r	420
11	50 ÷ 100	0,1	r	420
12	-20 ÷ 100	1	r	280
13	0 ÷ 100	1	t	280
14	0 ÷ 100	0,5	r	300
15	0 ÷ 100	0,2	r	420
16	-20 ÷ 120	1	r	300
17	0 ÷ 120	1	r	300
18	-20 ÷ 150	1	r	300
19	0 ÷ 150	1	r	300
20	0 ÷ 150	0,5	r	350
21	-20 ÷ 200	1	r	300
22	-20 ÷ 200	0,5	r	400
23	0 ÷ 200	1	r	300
24	0 ÷ 200	0,5	r	400
25	-20 ÷ 250	1	r	320
26	0 ÷ 250	1	r	320
27	0 ÷ 250	0,5	r	400
28	-20 ÷ 300	1	r	350
29	0 ÷ 300	1	r	350
30	-20 ÷ 360	1	r	380
31	0 ÷ 360	1	r	380

t - toluen

r - rtęć

KODY ZAMÓWIENIA

IT - TL - - - - -

Zakres: **patrz tabela**

Działka elementarna: **1; 0,5; 0,2; 0,1**

Rodzaj cieczy termometrycznej: **R** – rtęć, **T** – toluen

Długość całkowita: (mm)

Ze świadectwem wzorcowania: świadectwo wzorcowania – **SW**; bez świadectwa wzorcowania

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

IT-TL- -20÷100°C-1-R- 280-SW – termometr laboratoryjny zakres od -20 do 100°C, podziałka co 1°C, ciecz termometryczna – rtęć, długość całkowita 280 mm, ze świadectwem wzorcowania.



UWAGA:

Realizacja zamówienia na termometr laboratoryjny ze świadectwem wzorcowania w 24h – dla wybranych pozycji.

Laboratorium Pomiarowe Introl Sp. z o.o. posiada akredytację PCA dot. wzorcowania przyrządów pomiarowych z dziedziny **ciśnienia i temperatury** w obszarze określonym Zakresem akredytacji nr AP 053